

## Elettrobisturi Safetycut Tecnomed Italia, monopolare, frequenza 1,7 mhz



Elettrobisturi elettronico a radiofrequenza Safetycut Tecnomed Italia, monopolare, frequenza 1,7, con set di 7 elettrodi

**Disponibile su richiesta**

**COD:** EB50TM

**Categorie:** Elettrobisturi

### Descrizione

Safetycut è l'elettrobisturi elettronico a radiofrequenza adatto per piccola chirurgia monopolare; questo strumento permette una chirurgia altamente professionale grazie alle soluzioni ergonomiche e di sicurezza adottate e alla stabilità delle prestazioni. Con una precisione di taglio ineguagliabile consente di ottenere risultati clinici migliori e una guarigione senza complicazioni. Safetycut dispone di 3 modalità operative (Cut, Coag 1, Coag 2) e dieci livelli di potenza, regolabili attraverso l'intuitiva interfaccia dell'apparecchiatura. Le modalità operative sono:

- CUT (Taglio): preferibile per pelle sottile e incisioni. Questa modalità consente un taglio regolare fornendo onde continue ad alta frequenza completamente filtrate. Questa modalità minimizza il rischio di calore laterale, danni ai tessuti e emostasi.
- COAG 1: preferibile per elettro-sezione e elettrocoagulazione. Questa modalità produce un'onda completamente rettificata. Fornendo meno potenza di taglio, consente la coagulazione di una piccola capacità.
- COAG 2: preferibile per coagulazione e sanguinamento. Questa modalità produce onde parziali rettificate ed è ottimizzata per fornire più emostasi su vasi fino a 1/16 "di diametro. In questa modalità, l'elettrodo può toccare l'emostatico vicino alla punta e coagulare il vaso sanguigno.