




Stampato il 31/05/2025

<https://shop.tecnomeditalia.com/prodotto/etichetta-sterilizzazione-doppia-500-etichette-26x16mmconfezione-da-3/>



## Etichetta sterilizzazione, doppia, 500 etichette 26x16mm, confezione da 3

Etichetta doppia per sterilizzazione, 2 linee di stampa, indicatore steam, 500 etichette 26x16mm, confezione da 3 pezzi

**18,73 €**

**Disponibile**

**COD:** DEA4.14

**Categorie:** Consumabili

### Descrizione

Rotolo 500 etichette sterilizzazione , doppio, dimensione 26x16mm, confezione da 3 pezzi.

Le etichette, con doppio supporto adesivo, sono realizzate con un indicatore di processo di classe 1, secondo la normativa EN ISO 11140-1.

Una volta avvenuta la sterilizzazione, l'indicatore da rosa diventa di colore marrone.

Il contenuto dell'etichetta permette risalire al lotto, al giorno della sterilizzazione e alla data di scadenza.

Sono compatibili con tutte le etichettatrici che supportano un'etichetta delle dimensioni di 26x16 mm.