


## Etichettatrice per sterilizzazione con rotolo 500 etichette



Etichettatrice per sterilizzazione, 2 linee di stampa, indicatore steam, con rotolo 500 etichette 26x16mm

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** DEA4.13

**Categorie:** Etichettatrice

### Descrizione

#### Etichettatrice per sterilizzazione Printex Medical – 2 linee di stampa, con rotolo da 500 etichette incluso

L'**etichettatrice per sterilizzazione Printex Medical a due linee di stampa** è lo strumento indispensabile per garantire la tracciabilità completa dei prodotti sterilizzati in ambito medico e odontoiatrico. Ideale per cliniche, studi dentistici, ambulatori e centri di chirurgia, assicura un processo preciso e conforme alle normative di sicurezza.

Grazie al **design compatto e professionale**, questa etichettatrice è progettata per applicare etichette direttamente sulle confezioni appena sigillate. Ogni etichetta è **dotata di indicatore chimico**, che cambia colore per confermare visivamente l'avvenuta sterilizzazione, rendendo il controllo immediato e sicuro.

Il **doppio supporto adesivo** permette di rimuovere facilmente l'etichetta dal packaging sterile per poi applicarla direttamente sulla cartella clinica del paziente. Questo consente una gestione documentale efficiente e tracciabile, riducendo il rischio di errori e migliorando l'organizzazione interna.

Inoltre, ogni etichetta può riportare informazioni fondamentali come **data di sterilizzazione, data di scadenza e numero di lotto**, elementi essenziali per la gestione del rischio clinico e la conformità alle normative sanitarie vigenti.

La confezione include un **rotolo da 500 etichette** compatibili, pronte all'uso. La struttura robusta della stampante garantisce affidabilità nel tempo anche con un utilizzo intensivo.

Etichettatrice Printex Medical per sterilizzazione – 2 Linee di stampa, rotolo 500 etichette compreso