



Etichettatrice SGT-PRINT con QRcode,800 etichette doppie, scadenza 60gg

Etichettatrice SGT-PRINT, stampa autonoma dei dati, rotolo 800 etichette doppio adesivo, classe 1 – EN ISO 11140-1.

Disponibile su richiesta

COD: DEA4.13SGT-60 Categorie: Sistema SGT

Descrizione

Etichettatrice SGT-PRINT QRcode scad 60gg, 800 etichette doppie.

La prima etichettatrice autonoma capace di stampare tutti i dati necessari e QR-code archivio dati su etichette a doppio adesivo con barra migrante.

Il generatore di etichette SGT-Print Interactive stand alone, assicura velocita? e prestazioni di massimo livello.

SGT-Print Interactive non e? collegata ad alcun PC ma lavora in maniera autonoma. Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:

- Numero di lotto
- Data
- Data di scadenza
- Codice operatore
- Numero progressivo
- QR-code archivio SGT

Caratteristiche tecniche Etichettatrice SGT-PRINT QRcode scad 60gg

- Stampa autonoma dei dati (n° di lotto, data, data scadenza, numero progressivo confezioni, codice operatore e QR-code archivio SGT).
- Rotolo 800 etichette doppio adesivo 62x29 mm
- Classe 1 EN ISO 11140-1 compreso.
- Alimentazione 230/24vac.