

Etichettatrice SGT-PRINT universale,800 etichette doppie, scadenza 365gg



Etichettatrice SGT-PRINT universale, stampa autonoma dei dati, rullo 800 etichette doppio adesivo, classe 1 – EN ISO 11140-1.

Disponibile

COD: DEA4.13SGTA-365

Categorie: Etichettatrice

Descrizione

Etichettatrice sterilizzazione SGT-PRINT universale scadenza 365 giorni, 800 etichette doppie.

Il generatore di etichette SGT-Print stand alone, assicura velocità e prestazioni di massimo livello. SGT-Print non è collegata ad alcun PC ma lavora in maniera autonoma. Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:

- Numero di lotto
- Data
- Data di scadenza
- Codice operatore
- Numero progressivo

La stampante SGT-print è una vera e propria etichettatrice digitale che stampa etichette a doppio adesivo, con rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1.

Tali etichette possono essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo di sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

Le normali stampanti collegate alle autoclavi prevedono la stampa su carta termica solo dopo aver effettuato il ciclo di sterilizzazione.

Questo può essere un limite perché a causa di un errore umano si potrebbero etichettare confezioni non sterili, inoltre non sono dotate ne di barra migrante, sterilizzandole diventerebbero nere, ne di doppio adesivo per comprovare l'utilizzo degli strumenti su un determinato paziente se non con un apposito software collegato ad un lettore ottico.

Con SGT-Print si abbattono tutti questi limiti rendendo la fase di etichettatura semplice, pratica e affidabile.



Caratteristiche Etichettatrice SGT-PRINT universale scad 365gg.

- Stampa autonoma dei dati (n° di lotto, data, data scadenza, numero progressivo confezioni, codice operatore)
- Rotolo 800 etichette doppio adesivo 62x29 mm
- Classe 1 – EN ISO 11140-1 compreso
- Alimentazione 230/24vac