



Ganascia completa diametro 45 mm, bianco dentale

Ganascia completa per braccio porta monitor su palo riunito odontoiatrico di diametro 45 mm.

Disponibile

COD: GA459010

Categorie: Ganasce e blocchetti palo

Descrizione

GA459010: ganascia completa per braccio porta monitor su palo di diametro 45mm.

Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici
- Serraggio con viti 2 x M8

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con pali \varnothing 45 mm
- Diametro di innesto braccio \varnothing 35 mm
- Dimensioni L x H : 111 x 90 mm
- Materiale: alluminio
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici con palo lampada di diametro 45 mm
- pali attrezzati diametro 45 mm

Nota di configurazione.

La ganascia per braccio per palo 45mm può essere combinata con bracci monitor Tecnomed o braccio simile con perno di innesto del diametro di 35 mm.