

Ganascia completa diametro 50 mm, bianco dentale



Ganascia completa per braccio porta monitor su palo riunito odontoiatrico di diametro 50 mm.

Disponibile dal 10/09/2026

COD: GA509010

Categorie: Ganasce e blocchetti palo

Descrizione

GA509010: Ganascia completa per fissaggio del braccio porta monitor su palo di diametro 50mm.

Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici
- Serraggio con viti 2 x M8

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con pali \varnothing 50 mm
- Diametro di innesto braccio \varnothing 35 mm
- Dimensioni L x H : 116 x 90 mm
- Materiale: alluminio
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici con palo lampada di diametro 50 mm
- pali attrezzati diametro 50 mm

Nota di configurazione

La ganascia completa per palo di diametro 50mm può essere combinato con bracci monitor Tecnomed o braccio similare con perno di innesto del diametro di 35 mm.