

Ganascia completa diametro 55 mm, bianco dentale



Ganascia completa per braccio porta monitor su palo riunito odontoiatrico di diametro 55 mm.

Disponibile

COD: GA559010

Categorie: Ganasce e blocchetti palo

Descrizione

GA559010: ganascia completa per braccio porta monitor su palo di diametro 55mm.

Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici
- Serraggio con viti 2 x M8

Caratteristiche tecniche

- Compatibile con pali \varnothing 55 mm
- Diametro di innesto braccio \varnothing 35 mm
- Dimensioni L x H : 121 x 90 mm
- Materiale: alluminio
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici con palo lampada di diametro 55 mm
- pali attrezzati diametro 55 mm

Nota di configurazione.

La ganascia per braccio per palo \varnothing 55mm può essere combinata con bracci monitor Tecnomed o braccio similaei con perno di innesto del diametro di 35 mm.