



## Head Tracking Mouse con funzione dettatura vocale, wireless, per macOS

Mouse Wireless che permette di eseguire tutte le operazioni di un mouse tradizionale utilizzando i movimenti della testa e una pedaliera. Con funzione di dettatura vocale, compatibile Apple macOS .

**Disponibile su richiesta**

**COD:** FK801MTRM

**Categorie:** PC all in one

### Descrizione

**Head Tracking Mouse Wireless compatibile macOS** è l'innovazione di Tecnomed Italia che cambia l'interazione con il PC durante le operazioni chirurgiche, garantendo igiene e facilità d'uso senza compromessi.

Grazie alla tecnologia avanzata, il dispositivo segue i movimenti della testa, muovendo il cursore senza mani. I pedali replicano i click, offrendo un'esperienza intuitiva e sicura.

#### Punti di forza e caratteristiche:

- **Igiene e sicurezza:** L'uso del tracciamento della testa e dei pedali riduce il contatto con dispositivi contaminabili, mantenendo l'ambiente operatorio sterile e sicuro.
- **Libertà operativa:** Permette di navigare tra file e cartelle del PC senza usare le mani, mantenendo focus sull'intervento e ottimizzando la concentrazione del medico.
- **Dettatura vocale:** I due microfoni inclusi attivano il riconoscimento vocale tramite pedale, velocizzando la documentazione direttamente nella cartella clinica del paziente senza interruzioni.
- **Efficienza migliorata:** Il sistema riduce del 80% il tempo per le annotazioni cliniche, ottimizzando il flusso di lavoro e la gestione dei dati clinici in tempo reale.
- **Versatilità d'uso:** Facilita l'accesso a file di imaging, scatta foto durante l'intervento e rende più semplice la documentazione per l'assistente, migliorando l'intero processo operativo.
- **Precisione documentale:** Migliora la qualità delle annotazioni cliniche, contribuendo a una gestione accurata delle cartelle sanitarie dei pazienti e garantendo informazioni sempre aggiornate.

#### Specifiche tecniche:



- **Connessione:** Wireless con riconoscimento dei movimenti della testa, assicurando libertà di movimento senza cavi.
- **Pedali:** Tre pedali per click destro, sinistro e attivazione del riconoscimento vocale, semplificando l'interazione digitale.
- **Compatibilità:** macOS, adattabile a diverse configurazioni.
- **Dotazione:** Include due microfoni per comandi vocali e dettatura durante l'uso, migliorando la praticità.
- **Portata:** Connessione wireless fino a 10 metri, ideale per sale operatorie di varie dimensioni.

L'**Head Tracking Mouse Wireless compatibile macOS** offre una soluzione avanzata che combina igiene e innovazione, migliorando l'interazione digitale in ambienti operatori moderni e dinamici.

Per maggiori informazioni relative all'Head Tracking Mouse [visita la pagina dedicata](#).

**Guarda il video di Head Tracking Mouse**