



Head Tracking Mouse con funzione dettatura vocale, wireless, ped. singolo

Mouse Wireless che permette di eseguire tutte le operazioni di un mouse tradizionale utilizzando i movimenti della testa e una pedaliera. Con funzione di dettatura vocale, compatibile PC – Windows.

Disponibile

COD: FK802MTR

Categorie: PC all in one

Descrizione

Head Tracking Mouse Wireless singolo pedale compatibile Windows è l'innovazione di Tecnomed Italia che cambia l'interazione con il PC durante le operazioni chirurgiche, garantendo igiene e facilità d'uso senza compromessi.

Grazie alla tecnologia avanzata, il dispositivo segue i movimenti della testa, muovendo il cursore senza mani. I pedali replicano i click, offrendo un'esperienza intuitiva e sicura.

Punti di forza e caratteristiche:

- Igiene e sicurezza: L'uso del tracciamento della testa e del pedale riduce il contatto con dispositivi contaminabili, mantenendo l'ambiente operatorio sterile e sicuro.
- Libertà operativa: Permette di navigare tra file e cartelle del PC senza usare le mani, mantenendo focus sull'intervento e ottimizzando la concentrazione del medico.
- **Dettatura vocale:** I due microfoni inclusi attivano il riconoscimento vocale tramite pedale, velocizzando la documentazione direttamente nella cartella clinica del paziente senza interruzioni.
- Efficienza migliorata: Il sistema riduce del 80% il tempo per le annotazioni cliniche, ottimizzando il flusso di lavoro e la gestione dei dati clinici in tempo reale.
- **Versatilità d'uso:** Facilita l'accesso a file di imaging, scatta foto durante l'intervento e rende più semplice la documentazione per l'assistente, migliorando l'intero processo operativo.
- **Precisione documentale:** Migliora la qualità delle annotazioni cliniche, contribuendo a una gestione accurata delle cartelle sanitarie dei pazienti e garantendo informazioni sempre aggiornate.

Specifiche tecniche:

• Connessione: Wireless con riconoscimento dei movimenti della testa, assicurando libertà di movimento senza cavi.



- Compatibilità: PC Windows, adattabile a diverse configurazioni.
- Dotazione: Include due microfoni per comandi vocali e dettatura durante l'uso, migliorando la praticità.
- Portata: Connessione wireless fino a 10 metri, ideale per sale operatorie di varie dimensioni.

L'Head Tracking Mouse Wireless compatibile Windows offre una soluzione avanzata che combina igiene e innovazione, migliorando l'interazione digitale in ambienti operatori moderni e dinamici.