



Inserto conservativa per ablatore, compatibile EMS RT1, Woodpecker P4D

Punta conservativa diamantata per localizzazione dei canali e preparazione coronaradicolare. Compatib. EMS RT1, Woodpecker P4D

Spedizione prevista in 40 giorni circa

COD: PG053

Categorie: EMS - Woodpecker

Descrizione

L'inserto conservativa per ablatore compatibile EMS RT1 e Woodpecker P4D è una punta diamantata per trattamenti di conservativa, progettata per lavorazioni mirate nella localizzazione dei canali e nella preparazione coronaradicolare.

La conformazione della punta consente un'azione precisa sull'area di intervento, supportando procedure microinvasive e controllate durante la preparazione della cavità.

Specifiche

- Compatibile con EMS RT1 e Woodpecker P4D
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici compatibili EMS e Woodpecker
- Per uso odontoiatrico professionale