



Inserto conservativa per ablatore, compatibile EMS RT1, Woodpecker P4D

Punta conservativa diamantata per localizzazione dei canali e preparazione coronoradicolare. Compatib. EMS RT1, Woodpecker P4D

Spedizione prevista in 40 giorni

COD: PG053

Categorie: EMS - Woodpecker

Descrizione

Inserto conservativa per ablatore PG053, compatibile EMS RT1, Woodpecker P4D.

Nella gamma Conservativa & Protesica sono raggruppati inserti marchiati Tecnomed Italia ideali alla preparazione microinvasiva di cavità e per la decementazione.

Gli inserti diamantati per conservativa permettono un'azione mirata alla lesione e non intaccano il tessuto sano.

Sono ottimali anche per la rimozione della dentina cariata conservando l'integrità dei denti sani adiacenti.

Gli inserti per la decementazione di protesi e ponti permettono di svolgere un lavoro veloce ed efficace.

Punta conservativa diamantata per localizzazione dei canali e preparazione coronoradicolare.

Compatibilità inserto conservativa per ablatore PG053: EMS RT1, Woodpecker P4D.