



Inserto conservativa per ablatore, compatibile EMS SB, Woodpecker SB1

Punta conservativa sferica diamantata per la preparazione di superfici occlusali. Compatibile EMS SB, Woodpecker SB1

Disponibile

COD: PG070D

Categorie: EMS - Woodpecker

Descrizione

Inserto conservativa per ablatore PG070D, EMS SB, Woodpecker SB1.

Nella gamma Conservativa & Protesica sono raggruppati inserti marchiati Tecnomed Italia ideali alla preparazione microinvasiva di cavità e per la decementazione.

Gli inserti diamantati per conservativa permettono un'azione mirata alla lesione e non intaccano il tessuto sano.

Sono ottimali anche per la rimozione della dentina cariata conservando l'integrità dei denti sani adiacenti.

Gli inserti per la decementazione di protesi e ponti permettono di svolgere un lavoro veloce ed efficace.

Punta conservativa sferica diamantata per la preparazione di superfici occlusali.

Compatibilità Inserto conservativa per ablatore PG070D: EMS SB, Woodpecker SB1.