



## Inserto endo per preparazione, tipoDTE ED11D, Satelec AS3D, NSK E31D

Inserto endodontico diamantato per preparazione retrograda, indicato per la rifinitura efficace del canale radicolare. Utilizzabile con ablatori DTE, Satelec e NSK.

**Disponibile**

**COD:** PG126

**Categorie:** Satelec - DTE - NSK

### Descrizione

---

Inserto endo per scaler diamantato per preparazione retrograda, compatibile con DTE ED11D, Satelec AS3D e NSK E31D. Punta endodontica indicata per la rifinitura efficace del canale radicolare nelle procedure di preparazione retrograda.

#### Specifiche

- Inserto endodontico diamantato
- Compatibile con DTE ED11D, Satelec AS3D e NSK E31D
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici tipo DTE, Satelec e NSK
- Per uso odontoiatrico professionale