



## Inserto endo n.1 per ablatore, rifinitura cavità, comp. EMS Woodpecker

Inserto endo N1 per ablatore compatibile EMS-Woodpecker per rifinitura delle pareti della cavità d'accesso.

## **Disponibile**

COD: PG01XE

Categorie: EMS - Woodpecker

## **Descrizione**

Inserto endo N1 per ablatore compatibile EMS – Woodpecker per rifinitura delle pareti della cavità d'accesso.

Gli inserti endodontici marchiati Tecnomed Italia sono progettati per offrire una preparazione ottimale della cavità di accesso, l'individuazione degli orifizi canalari e la rimozione di materiale (guttaperca, cemento o residui calcificati) durante i trattamenti endodontici.

Sviluppati grazie a un'esperienza ventennale e in collaborazione con un partner certificato ISO, questi inserti sono realizzati in acciaio chirurgico inossidabile, garantendo resistenza, durabilità e prestazioni superiori. Grazie alla loro finezza e al design specifico, sono molto utili in situazioni complesse, come canali difficili da localizzare o calcificati.

Autoclavabili e ideali per un uso continuativo, gli inserti conservano la loro forma originale più a lungo, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione.