



Inserto endo n.2 per ablatore, esplorazione canale, comp. EMS Woodpecker

Inserto endo N2 per ablatore compatibile EMS – Woodpecker per esplorazione del secondo canale mesio vestibolare.

Disponibile

COD: PG02XE

Categorie: EMS - Woodpecker

Descrizione

Inserto endo N2 per ablatore compatibile EMS – Woodpecker per esplorazione del secondo canale mesio vestibolare.

Gli inserti endodontici marchiati Tecnomed Italia sono progettati per offrire una preparazione ottimale della cavità di accesso, l'individuazione degli orifizi canalari e la rimozione di materiale (guttaperca, cemento o residui calcificati) durante i trattamenti endodontici.

Sviluppati grazie a un'esperienza ventennale e in collaborazione con un partner certificato ISO, questi inserti sono realizzati in acciaio chirurgico inossidabile, garantendo resistenza, durabilità e prestazioni superiori. Grazie alla loro finezza e al design specifico, sono molto utili in situazioni complesse, come canali difficili da localizzare o calcificati.

Autoclavabili e ideali per un uso continuativo, gli inserti conservano la loro forma originale più a lungo, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione.