



## Inserto endo n.3 per ablatore, apertura canale, comp. EMS – Woodpecker

Inserto endo N3 per ablatore compatibile EMS – Woodpecker per apertura dell'imbocco dell'orifizio canalare ed eliminazione di perni endocanalari in fibra.

## **Disponibile**

COD: PG03XE

Categorie: EMS - Woodpecker

## Descrizione

Inserto endo N3 per ablatore compatibile EMS – Woodpecker per apertura dell'imbocco dell'orifizio canalare ed eliminazione di perni endocanalari in fibra.

Gli inserti endodontici marchiati Tecnomed Italia sono progettati per offrire una preparazione ottimale della cavità di accesso, l'individuazione degli orifizi canalari e la rimozione di materiale (guttaperca, cemento o residui calcificati) durante i trattamenti endodontici.

Sviluppati grazie a un'esperienza ventennale e in collaborazione con un partner certificato ISO, questi inserti sono realizzati in acciaio chirurgico inossidabile, garantendo resistenza, durabilità e prestazioni superiori. Grazie alla loro finezza e al design specifico, sono molto utili in situazioni complesse, come canali difficili da localizzare o calcificati.

Autoclavabili e ideali per un uso continuativo, gli inserti conservano la loro forma originale più a lungo, riducendo significativamente l'usura causata dall'abrasione.