



Inserto endo corto per ritrattamento, compatibile DTE ED7

Inserto endodontico corto e flessibile per ritrattamento canalare, indicato per la rimozione di corpi estranei nel canale radicolare. Utilizzabile con ablatori DTE, Satelec e NSK.

Disponibile

COD: PG120

Categorie: Satelec - DTE - NSK

Descrizione

Inserto endo per ablatore corto e flessibile per ritrattamento canalare, compatibile con DTE ED7. Punta endodontica indicata per la rimozione di corpi estranei dal canale radicolare, anche quando è necessario lavorare in aree di accesso limitato.

Specifiche

- Compatibile con DTE ED7
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici tipo DTE, Satelec e NSK
- Per uso odontoiatrico professionale