



## Inserto perio per ablatore, compatibile KaVo Piezoled 203

Punta perio per la rimozione del tartaro sottogengivale e da tasche parodontali profonde. Compatibile KaVo Piezoled 203

**Disponibile**

**COD:** PG023K

**Categorie:** KaVo

### Descrizione

---

Inserto perio per ablatore PG023K.

Gli inserti per trattamenti parodontali, marchiati Tecnomed Italia, sono estremamente sottili in modo da accedere senza problemi a tasche profonde, permettendo di eseguire un eccellente debridement radicolare indolore.

Sono ideali anche per rimuovere il tartaro in caso di spazio ristretto tra i denti o tra corone sovrapposte.

La minima ampiezza di movimento, associata a una potenza di vibrazione ridotta, risulta di grande confort per il paziente.

Il sistema spray sottogengivale elimina più efficacemente i residui di biofilm disgregato.

Punta perio per la rimozione del tartaro sottogengivale e da tasche parodontali profonde.

Compatibilità Inserto perio per ablatore PG023K.

- KaVo Piezoled 203.