



Inserto perio per ablatore, compatibile KaVo Piezoled 203

Punta perio per la rimozione del tartaro sottogengivale e da tasche parodontali profonde. Compatibile KaVo Piezoled 203

Disponibile

COD: PG023K Categorie: KaVo

Descrizione

Inserto perio per ablatore PG023K.

Gli inserti per trattamenti parodontali, marchiati Tecnomed Italia, sono estremamente sottili in modo da accedere senza problemi a tasche profonde, permettendo di eseguire un eccellente debridement radicolare indolore.

Sono ideali anche per rimuovere il tartaro in caso di spazio ristretto tra i denti o tra corone sovrapposte.

La minima ampiezza di movimento, associata a una potenza di vibrazione ridotta, risulta di grande confort per il paziente.

Il sistema spray sottogengivale elimina più efficacemente i residui di biofilm disgregato.

Punta perio per la rimozione del tartaro sottogengivale e da tasche parodontali profonde.

Compatibilità Inserto perio per ablatore PG023K.

• KaVo Piezoled 203.