



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron EL1, Woodpecker UL2

Punta piezochirurgica per la separazione della membrana di Schneider dal bordo. Compatibile Mectron EL1, Woodpecker UL2

Disponibile

COD: PG079M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia ablatore compatibile Mectron EL1, Woodpecker UL2.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio. Questa caratteristica ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Compatibilità Inserto piezochirurgia ablatore PG079M: Mectron EL1, Woodpecker UL2.