



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron EL1, Woodpecker UL2

Punta piezochirurgica per la separazione della membrana di Schneider dal bordo. Compatibile Mectron EL1, Woodpecker UL2

Disponibile

COD: PG079M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron EL1 e Woodpecker UL2, per la separazione della membrana di Schneider dal bordo.

Specifiche

- Compatibile con Mectron EL1 e Woodpecker UL2
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici compatibili Mectron e Woodpecker
- Per uso odontoiatrico professionale