



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron EX1, Woodpecker UC1

Punta piezochirurgica per l'estrazione di denti in inclusioni ossee.
Compatibile Mectron EX1, Woodpecker UC1

Disponibile

COD: PG082M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron EX1 e Woodpecker UC1.

Nella gamma Conservativa & Protesica sono raggruppati inserti marchiati Tecnomed Italia ideali alla preparazione microinvasiva di cavità e per la decementazione.

Gli inserti diamantati per conservativa permettono un'azione mirata alla lesione e non intaccano il tessuto sano.

Sono ottimali anche per la rimozione della dentina cariata conservando l'integrità dei denti sani adiacenti.

Gli inserti per la decementazione di protesi e ponti permettono di svolgere un lavoro veloce ed efficace.

Punta piezochirurgica per l'estrazione di denti in inclusioni ossee.

Compatibilità Inserto piezochirurgia per ablatore: Mectron EX1; Woodpecker UC1.