



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron EX1, Woodpecker UC1

Punta piezochirurgica per l'estrazione di denti in inclusioni ossee.
Compatibile Mectron EX1, Woodpecker UC1

Spedizione prevista in 40 giorni

COD: PG082M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron EX1 e Woodpecker UC1, progettato per l'estrazione di denti in inclusioni ossee.

Specifiche

- Compatibile con Mectron EX1 e Woodpecker UC1
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici compatibili Mectron e Woodpecker
- Per uso odontoiatrico professionale