



## Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OP1, Woodpecker US5

Punta piezochirurgica per rimodellamento osseo, curettage e raccolta frammenti ossei. Compatibile Mectron OP1, Woodpecker US5

**Disponibile**

**COD:** PG078M

**Categorie:** Mectron - Woodpecker

### Descrizione

---

Inserto piezochirurgia ablatore compatibile Mectron OP1, Woodpecker US5.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio. Questa caratteristica aumenta l'affidabilità e assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Compatibilità Inserto piezochirurgia ablatore PG078M: Mectron OP1: Woodpecker US5.