



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OP1, Woodpecker US5

Punta piezochirurgica per rimodellamento osseo, curettage e raccolta frammenti ossei. Compatibile Mectron OP1, Woodpecker US5

Disponibile

COD: PG078M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia ablatore PG078M.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitruro di titanio, che ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Compatibilità Inserto piezochirurgia ablatore PG078M.

- Mectron OP1;
- Woodpecker US5.