



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OP3, Woodpecker US4

Punta piezochirurgica per osteotomia parodontale. Compatibile Mectron OP3, Woodpecker US4

Disponibile

COD: PG077M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia ablatore compatibile Mectron OP3, Woodpecker US4.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitruro di titanio. Questa caratteristica aumenta l'affidabilità e assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Compatibilità Inserto piezochirurgia per ablatore: Mectron OP3, Woodpecker US4.