



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT1, Woodpecker UL4

Punta piezochirurgica diamantata per osteotomia in prossimità di nervi. Compatibile Mectron OT1, Woodpecker UL4

Disponibile

COD: PG081M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia ablatore compatibile Mectron OT1, Woodpecker UL4.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio. Questa caratteristica aumenta l'affidabilità e assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica diamantata per osteotomia in prossimità di nervi.

Compatibilità Inserto piezochirurgia ablatore: Mectron OT1, Woodpecker UL4.