



## Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT1, Woodpecker UL4

Punta piezochirurgica diamantata per osteotomia in prossimità di nervi. Compatibile Mectron OT1, Woodpecker UL4

**Disponibile**

**COD:** PG081M

**Categorie:** Mectron - Woodpecker

### Descrizione

---

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT1 e Woodpecker UL4, progettato per procedure di osteotomia in prossimità di strutture nervose.

### Specifiche

- Compatibile con Mectron OT1 e Woodpecker UL4
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici compatibili Mectron e Woodpecker
- Per uso odontoiatrico professionale