



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT2, Woodpecker US3

Punta piezochirurgica per la separazione del bordo alveolare. Compatibile Mectron OT2, Woodpecker US3

Disponibile

COD: PG076M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore PG076M.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitruro di titanio, che ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica per la separazione del bordo alveolare.

Compatibilità inserto piezochirurgia per ablatore PG076M.

- Mectron OT2;
- Woodpecker US3.