



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT2, Woodpecker US3

Punta piezochirurgica per la separazione del bordo alveolare.
Compatibile Mectron OT2, Woodpecker US3

Disponibile

COD: PG076M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT2, Woodpecker US3.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio. Questa caratteristica aumenta l'affidabilità e assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica per la separazione del bordo alveolare.

Compatibilità inserto piezochirurgia per ablatore: Mectron OT2, Woodpecker US3.