



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT5, Woodpecker UL3

Punta piezochirurgica diamantata per spianare il lembo vestibolare bordo osseo. Compatibile Mectron OT5, Woodpecker UL3

Disponibile su richiesta

COD: PG080M

Categorie: Piezochirurgia

Descrizione

Inserto piezochirurgia ablatore PG080M.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitruro di titanio, che ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica diamantata per spianare il lembo vestibolare bordo osseo.

Compatibilità Inserto piezochirurgia ablatore PG080M:

- Mectron OT5;
- Woodpecker UL3.