



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT5, Woodpecker UL3

Punta piezochirurgica diamantata per spianare il lembo vestibolare bordo osseo. Compatibile Mectron OT5, Woodpecker UL3

Disponibile

COD: PG080M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT5 e Woodpecker UL3, progettato per spianare il lembo vestibolare del bordo osseo.

Specifiche

- Compatibile con Mectron OT5 e Woodpecker UL3
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici compatibili Mectron e Woodpecker
- Per uso odontoiatrico professionale