



## Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT5, Woodpecker UL3

Punta piezochirurgica diamantata per spianare il lembo vestibolare bordo osseo. Compatibile Mectron OT5, Woodpecker UL3

**Disponibile**

**COD:** PG080M

**Categorie:** Mectron - Woodpecker

### Descrizione

---

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT5, Woodpecker UL3.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio. Questa caratteristica aumenta l'affidabilità e assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose; l'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica diamantata per spianare il lembo vestibolare bordo osseo.

Compatibilità Inserto piezochirurgia per ablatore: Mectron OT5; Woodpecker UL3.