



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT6, Woodpecker US1

Punta piezochirurgica per osteotomia di sezione ampia come chirurgia maxillo-facciale. Compatibile Mectron OT6, Woodpecker US1

Disponibile

COD: PG074M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT6, Woodpecker US1.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio, che ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose.

L'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica per osteotomia di sezione ampia come chirurgia maxillo-facciale.

Compatibilità Inserto piezochirurgia per ablatore: Mectron OT6, Woodpecker US1.