



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT6, Woodpecker US1

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT6 e Woodpecker US1, indicato per osteotomia di sezione ampia in chirurgia maxillo-facciale.

Disponibile

COD: PG074M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT6 e Woodpecker US1, progettato per osteotomie di sezione ampia in ambito chirurgico maxillo-facciale.

Specifiche

- Compatibile con Mectron OT6 e Woodpecker US1
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici compatibili Mectron e Woodpecker
- Per uso odontoiatrico professionale