



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT7, Woodpecker US2

Punta piezochirurgica per osteotomia mascellare superiore e mandibolare. Compatibile Mectron OT7, Woodpecker US2

Disponibile

COD: PG075M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia ablatore PG075M.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitruro di titanio, che ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose.

L'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica per osteotomia mascellare superiore e mandibolare.

Compatibilità Inserto piezochirurgia ablatore PG075M.

- Mectron OT7;
- Woodpecker US2.