



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT8L, Woodpecker US1L

Punta piezochirurgica orientata a sinistra per il taglio dell'osso monocorticale sinistro. Comp. Mectron OT8L, Woodpecker US1L

Disponibile

COD: PG083M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia ablatore PG083M.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio, che ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose.

L'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica orientata a sinistra per il taglio dell'osso monocorticale sinistro.

Compatibilità Inserto piezochirurgia ablatore PG083M.

- Mectron OT8L;
- Woodpecker US1L.