



## Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT8R, Woodpecker US1R

Punta piezochirurgica orientata a destra per il taglio dell'osso monocorticale destro. Compat. Mectron OT8R, Woodpecker US1R

**Disponibile**

**COD:** PG084M

**Categorie:** Mectron - Woodpecker

### Descrizione

---

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT8R, Woodpecker US1R.

Gli inserti per piezochirurgia in acciaio inossidabile, marchiati Tecnomed Italia, sono rafforzati da un rivestimento al nitrato di titanio, che ne aumenta l'affidabilità e ne assicura un'estrema precisione di intervento sull'osso.

I sistemi tradizionali come le frese o le seghe possono provocare danni permanenti se vengono a contatto con le fibre nervose.

La nostra gamma di inserti per piezochirurgia non determina danni in caso di contatto occasionale o involontario con le fibre nervose.

L'osso non viene traumatizzato durante il taglio e, di conseguenza, la guarigione postoperatoria sarà più rapida.

Punta piezochirurgica orientata a destra per il taglio dell'osso monocorticale destro.

Compatibilità Inserto piezochirurgia per ablatore: Mectron OT8R, Woodpecker US1R.