



Inserto piezochirurgia per ablatore, comp. Mectron OT8R, Woodpecker US1R

Punta piezochirurgica orientata a destra per il taglio dell'osso monocorticale destro. Compat. Mectron OT8R, Woodpecker US1R

Disponibile

COD: PG084M

Categorie: Mectron - Woodpecker

Descrizione

Inserto piezochirurgia per ablatore compatibile Mectron OT8R e Woodpecker US1R, progettato per il taglio dell'osso monocorticale destro.

Specifiche

- Compatibile con Mectron OT8R e Woodpecker US1R
- Utilizzabile con ablatori piezoelettrici compatibili Mectron e Woodpecker
- Per uso odontoiatrico professionale