



Head Tracking Mouse con funzione dettatura vocale, wireless, per macOS

Intera System macOS con tre pedali, mouse indossabile per dentista: il cursore segue il movimento del modulo indossabile, mentre i comandi a piede e la dettatura vocale completano il controllo del computer. Due microfoni inclusi e portata wireless fino a 10 metri.

Spedizione prevista in 10 giorni circa

COD: FK801MTRM

Categorie: PC all in one

Descrizione

Intera System macOS con tre pedali è il **mouse indossabile per dentista** di Tecnomed Italia, wireless, che permette all'odontoiatra di controllare il computer durante l'attività clinica in studio. Il cursore segue il movimento del modulo indossabile, i comandi a piede completano l'interazione e la dettatura vocale permette di inserire le annotazioni senza digitare sulla tastiera.

Il controllo segue il movimento dell'operatore

Il modulo di tracking può essere posizionato nel punto più funzionale al movimento scelto dall'operatore. Quel movimento viene trasformato nello spostamento del cursore, senza vincolare il puntamento a un unico punto di utilizzo sul corpo.

Configurazione ad anello sotto il guanto

La Dott.ssa Barbara Sabiu ha realizzato con la propria stampante 3D un supporto ad anello per indossare il modulo al dito, sotto il guanto. In questa configurazione il movimento della mano controlla il cursore. È un esempio di come l'operatore possa adattare il posizionamento del modulo al gesto che trova più comodo. Il supporto ad anello è una soluzione realizzata dalla professionista e non è incluso nella fornitura di Intera System.

Controllo del cursore e comandi a piede

La versione FK801MTRM è compatibile con macOS. I tre pedali gestiscono il clic destro, il clic sinistro e l'attivazione del riconoscimento vocale. Il puntatore indossabile controlla lo spostamento del cursore attraverso il movimento scelto dall'operatore.

Il dentista può consultare le immagini del caso clinico, selezionare documenti e navigare tra le cartelle usando il modulo per il puntamento e il comando a piede per l'interazione con il computer. La dettatura affianca queste funzioni per l'inserimento delle annotazioni.

Dettatura vocale per le annotazioni cliniche

La dotazione comprende due microfoni per la funzione vocale. Il riconoscimento si attiva tramite pedale e permette di dettare le informazioni da inserire nella cartella clinica del paziente, affiancando il controllo del cursore alla scrittura vocale.

Meno contatti con mouse e tastiera

Intera System permette di consultare i contenuti digitali e compilare le annotazioni combinando puntamento, comandi a piede e voce. Questa modalità riduce la necessità di passare al mouse e alla tastiera durante l'utilizzo del computer.

Versione macOS e collegamento wireless

Questa configurazione è compatibile con macOS e offre una portata wireless fino a 10 metri. Il codice FK801MTRM identifica la versione con tre pedali: la scelta va effettuata in funzione del sistema operativo della postazione e della configurazione dei comandi a piede.

Caratteristiche Intera System macOS

Codice	FK801MTRM
Tipologia	Sistema di controllo del computer con tracking, comandi a piede e dettatura vocale
Compatibilità	Apple macOS
Connessione	Wireless
Controllo del cursore	Movimento del modulo indossabile, posizionato in funzione del gesto scelto
Comando a piede	Tre pedali: clic destro, clic sinistro e attivazione del riconoscimento vocale
Dettatura vocale	Presente, con attivazione tramite pedale
Microfoni inclusi	2
Portata wireless	Fino a 10 metri