



Braccio portamonitor con snodo, lunghezza 300 mm, LIEVE DIFETTO ESTETICO

Braccio porta monitor per applicazione a riunito odontoiatrico, con snodo e innesto 35 mm, lunghezza 300mm. **PRODOTTO CON LIEVE DIFETTO ESTETICO, SOLO 1 PEZZO DISPONIBILE.**

Disponibile

COD: OFOUT107

Categorie: Outlet

Descrizione

BR309010: braccio porta monitor con snodo e innesto 35mm, lunghezza 300mm. **PRODOTTO CON LIEVE DIFETTO ESTETICO, SOLO 1 PEZZO DISPONIBILE.**

Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici

Caratteristiche tecniche

- Diametro di innesto braccio ?35 mm
- Dimensioni L x H : 300 x 190 mm
- Materiale: metallo
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici
- pali attrezzati

Nota di configurazione.

Il braccio porta monitor può essere combinato con attacchi VESA, blocchetti o ganasce Tecnomed o similari con perno di innesto del diametro di 35 mm.