



## Braccio portamonitor con snodo, lunghezza 400 mm, LIEVE DIFETTO ESTETICO

Braccio porta monitor per applicazione a riunito odontoiatrico, con snodo e innesto 35 mm, lunghezza 400mm. **LIEVE DIFETTO ESTETICO SOLO 2 PEZZI DISPONIBILI**

**Disponibile**

**COD:** OFOUT106

**Categorie:** Outlet

### Descrizione

---

BR409010: Braccio porta monitor con snodo e innesto 35mm, lunghezza 400mm – **LIEVE DIFETTO ESTETICO SOLO 2 PEZZI DISPONIBILI.**

### Caratteristiche principali

- Montaggio a palo verticale
- Passaggio interno per cavi elettrici

### Caratteristiche tecniche

- Diametro di innesto braccio ?35 mm
- Dimensioni L x H : 400 x 190 mm
- Materiale: metallo
- Colore: bianco dentale
- Certificazione : 2001/95/CE
- Garanzia: 36 mesi

### Ambiti applicativi

- Riuniti odontoiatrici / podologici
- pali attrezzati

### Nota di configurazione.

Il braccio porta monitor può essere combinato con attacchi VESA, blocchetti o ganasce Tecnomed o similari con perno di innesto del diametro di 35 mm.