



Kit 5 tray portastrumenti 415x300x20mm

Kit composto da 5 ripiani estraibili portastrumenti compatibili con carrelli Easy Tray per la configurazione della postazione clinica.

Disponibile

COD: OF1003X.2

Categorie: Tray Inox

Descrizione

Il kit ripiani estraibili Easy Tray da 415x300x20mm include 5 tray portastrumenti per carrelli medicali Easy Tray.

È pensato per configurare o riorganizzare completamente la postazione di lavoro, migliorando ordine, accessibilità e continuità operativa.

Caratteristiche principali

- Kit composto da 5 ripiani estraibili
- Compatibile con carrelli Easy Tray
- Ideale per strumenti e dispositivi clinici
- Superfici facilmente sanificabili
- Dimensioni singolo ripiano: 415x300x20mm