



## Kit 5 tray portastrumenti 465x315x20 mm

Kit composto da 5 ripiani estraibili portastrumenti compatibili con carrelli Easy Tray per la configurazione della postazione clinica.

**Disponibile**

**COD:** OF1003X.1

**Categorie:** Tray Inox

### Descrizione

---

Il **kit ripiani estraibili Easy Tray** da 465x315x20mm comprende 5 tray portastrumenti progettati per l'organizzazione ordinata di strumenti e dispositivi clinici su carrelli Easy Tray. Consente di configurare una postazione mobile funzionale, garantendo praticità, ordine e una gestione efficiente del materiale operativo durante le attività cliniche.

### Caratteristiche principali

- Kit composto da 5 ripiani estraibili portastrumenti
- Compatibile con carrelli Easy Tray
- Supporto per strumenti e dispositivi clinici
- Superfici facilmente sanificabili
- Dimensioni singolo ripiano: 465x315x20mm