

Kit manutenzione WEK Metasys, con Green&Clean WK 750ml



Kit composto da 2x Valvola magnetica, 1x Valvola di non ritorno per acqua, diametro 6mm, 1x Cartuccia pre-filtro da 80µm, 1x Strisce reattive (5 pezzi), 1x Adattatore per beccuccio.

Spedizione prevista in 15 giorni circa

COD: 50050115

Categorie:

Descrizione

Kit manutenzione Wek Metasys completo: include 2x valvola magnetica, 1x valvola di non ritorno Ø6mm, 1x cartuccia pre-filtro 80µm, 1x set 5 strisce reattive, 1x adattatore beccuccio.