



Kit monitor e telecamera AP295HD con carrello ES1003BS

Kit composto da: Monitor sanificabile LCD 19", 16:10 1440*900px, Telecamera intraorale DETECT, attacco HDMI VGA, 5 MP, luce blu, wi-fi, ES1003BS carrello soft bianco per apparecchiature 3 ripiani.

Disponibile su richiesta

COD: OFES1003

Categorie: Composizioni complete

Descrizione

Kit monitor + telecamera intraorale DETECT + carrello SOFT

composto da:

- Monitor sanificabile LCD 19", 16:10 1440*900px;
- Telecamera intraorale DETECT, attacco HDMI VGA, 2 MP, luce blu, wi-fi;
- ES1003BS carrello soft bianco per apparecchiature 3 ripiani.

– Telecamera intraorale DETECT

La telecamera intraorale DETECT è stata progettata per essere un eccellente strumento diagnostico, offrendo immagini dettagliate e di alta qualità della cavità orale. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di identificare con precisione carie occlusali e superficiali, placca e tartaro. La facilità di trasferimento delle immagini senza fili rende la telecamera intraorale DETECT particolarmente pratica ed efficiente.

Principali caratteristiche:

- Obiettivo grandangolare con messa a fuoco automatica.
- Luce blu specifica per il rilevamento di carie, tartaro e placca.
- Possibilità di visualizzare e alternare facilmente tra una e quattro immagini sullo schermo.

Specifiche tecniche:

- Funzionamento: con PC
- Sensore: 1/3 HD CMOS
- Risoluzione: 1920x1080p

- Definizione: 2.0
- Sensibilità/Luminosità (Lum): 6
- Spegnimento automatico a riposo: si
- Uscita: USB 2.0
- Peso manipolo (gr): 50
- Collegamento manipolo: Cavo
- Lunghezza cavo (metri): 2,5
- Illuminazione: cob led
- Ottica: Fissa
- Angolazione prospettiva 75°
- Autofocus(mm): 3-60
- Software windows 10(32-64bit)- Windows 11
- Alimentatore: USB 2.0
- Dimensione imballo (mm): 250x50x180
- Garanzia (mesi): 24
- Certificazione: CE MDR 2017/745/EU

– Monitor sanificabile LCD 19?

Il monitor sanificabile LCD 19? di Tecnomed Italia, dal design sottile, utilizza uno schermo LCD ad alta luminosità. Dotato di un cristallo di protezione anteriore che protegge lo schermo, rendendolo impermeabile agli agenti pulenti e resistenti alla polvere. Concepito per ottenere massime prestazioni in termini di visualizzazione di immagini a colori e in scala di grigi.

Caratteristiche tecniche monitor sanificabile LCD 19?:

- Schermo piatto: 19? TFT LCD;
- Vetro protettivo: Vetro;
- Formato: 16:9;
- Risoluzione: 1440 x 900;
- Alimentatore: 12 VDC / 220 VAC;
- Attacco: VESA 100;
- Input: HDMI / DVI;
- Dimensioni (l x h x p cm): 45 x 29 x 6;
- Colore: RAL9003
- Garanzia (mesi): 24
- CE: SI

– ES1003BS carrello soft bianco per apparecchiature 3 ripiani.

Il carrello per apparecchiature chirurgiche è un elemento fondamentale per qualsiasi studio medico o odontoiatrico, oppure centro estetico grazie alla sua versatilità e praticità d'uso.

- Realizzato in metallo altamente resistente;
- Facile da pulire e disinfettare per semplificare il tuo lavoro quotidiano;



- Scorrimento fluido;
- 3 ripiani per ospitare le attrezzature da laboratorio;
- Ripiano intermedio regolabile in altezza grazie ad un sistema di bloccaggio.
- Dimensione ripiani (ripiano superiore 53×29,5 cm, ripiano intermedio 27,5×47,5 cm, ripiano inferiore 54×34 cm).
- Dimensioni carrello 60x41x89cm