



Kit vasca ultrasuoni 5 litri

Kit composto da: 1 Vasca ultrasuoni Digiclean 5lt. CLEA5L, 1 Cestello Inox maglia stretta CLA02L, 1x Supporto 2 bicchieri Pyrex CLA04, 1 Cestello inox cilindrico CLA02P, 2 Bicchieri vetro pyrex 600 ml CLA03.

Disponibile su richiesta

COD: OFCLEA5L

Categorie: Vasche ad ultrasuoni

Descrizione

Kit Vasca ultrasuoni odontoiatrica Digiclean 5 litri – Pulizia Rapida ed Efficace con Acciaio Inox Antigraffio

La **Vasca ultrasuoni Digiclean 5L** garantisce una pulizia profonda, rapida ed efficace grazie all'elevata potenza ultrasonica combinata con l'uso di un detergente disinfettante. Ideale per strumenti odontoiatrici e medicali, rimuove lo sporco anche nelle aree più difficili da raggiungere.

Struttura Robusta e Materiali di Alta Qualità

Realizzata completamente in **acciaio Inox antigraffio**, la Digiclean 5L assicura massima resistenza agli agenti corrosivi e all'usura nel tempo. Il **coperchio** e il **rubinetto di scarico** facilitano le operazioni di utilizzo e manutenzione quotidiana.

Controllo Totale e Facilità d'Uso

Il **pannello comandi digitale** permette di impostare con precisione **tempo (1–99 minuti)**, **temperatura (0°C–80°C)** e **frequenza degli ultrasuoni**, garantendo un ciclo di pulizia personalizzato per ogni esigenza.

Dotazione Completa Kit Vasca ultrasuoni odontoiatrica Digiclean 5 litri

L'offerta include:

- Vasca ultrasuoni Digiclean 5L
- Cestello grande e piccolo in acciaio inox a maglie fini



- Due bicchieri Pyrex da 600ml
- Supporto per due bicchieri

Conforme alle normative **EN ISO 13485:2016**, è la scelta ideale per professionisti che richiedono sicurezza, igiene e durata nel tempo.