



Lampada operatoria Esalight, 35.000 Lux

Lampada operatoria Esalight, led 35.000 Lux, colore RAL9003, innesto da 35mm

Disponibile su richiesta

COD: DE6.20C

Categorie: Lampade

Descrizione

La lampada operatoria Esalight 35.000 Lux di Tecnomed Italia, dal design accattivante, garantisce un'alta qualità di illuminazione grazie al sistema a 6 LED separati.

La perfetta resa cromatica della lampada assicura una luce bianca in ogni punto del campo d'illuminazione.

Questa tecnologia garantisce una durata dei LED pari a 50.000 ore e nessun surriscaldamento della lampada anche dopo otto ore di utilizzo.

Il fascio di luce proiettato illumina l'intera cavità orale senza abbagliare il paziente garantendogli il massimo del confort.

Caratteristiche tecniche Lampada operatoria Esalight 35.000 Lux

- Temperatura colore: 5000~6000°K
- Dimensione dello spot: 80×165 mm
- Intensità: 5000 – 35000 Lux
- Durata della lampadina led : 50,000h
- Maniglie removibili per rapida pulizia
- Alimentazione: 12 VAC ±10% / 24 VAC ±10%
- Rispetto delle norme (UE) 2017/745