



Lampada operatoria Esalight2, 60.000 Lux, su stativo

Disponibile su richiesta

COD: DE6.3023ST

Categorie: Lampade

Descrizione

Lampada operatoria Esalight2 stativo, 60.000lux coniuga un design funzionale con tecnologie all'avanguardia, per proiettare il tuo lavoro verso il futuro.

Diamo luce alle tue esigenze. Questa lampada scialitica per uso odontotecnico/medicale è in grado di offrire la giusta quantità di luce per ogni trattamento, avvalendosi di un sistema incrociato di 6 fasci di luce a tecnologia LED capace di coprire perfettamente uno spot 100x200 mm.

Si accende al tuo movimento. Il sensore offre la possibilità di accendere, spegnere e regolare l'intensità luminosa della lampada senza toccarla, garantendo la massima praticità e igiene.

Tanta luce per il tuo lavoro. Intensità luminosa regolabile da 8.000 a 60.000 Lux (fino a 120.000 lux nella versione a 2 teste).

L'igiene, la cosa più importante. La maniglia è removibile e autoclavabile a 135° per garantirti una pulizia rapida ed efficace.

Configurazione su stativo mobile con ruote.

Caratteristiche tecniche Lampada operatoria Esalight2 stativo.

- Temperatura colore: 5000K* +/-10% • Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Dimensione dello spot: 100 x 200 mm
- Intensità: 8000 – 60000 Lux
- Durata della lampadina led : 50,000h



- Maniglia removibile per rapida pulizia
- Alimentazione: 240/24 VAC
- Certificazione: 93/42/EEC
- Rispetto delle norme (UE) 2017/745